Metodología para calcular la producción de metano cuando se mide el potencial bioquímico de metano utilizando el método basado en la densidad del biogás*

Sergi Astals, Sasha D.Hafner, Camilla G. Justesen, Rasmus Thorsen, Christof Holliger, Konrad Koch, and Sören Weinrich sastals@ub.edu

September 7, 2020

Document number 204. Versión en español 1.0. Este documento forma parte de una serie de documentos dedicados a la estandarización de los ensayos de medición del potencial bioquímico de metano. †

1 Introducción

El método para medir el potencial bioquímico de metano utilizando la densidad de biogás (GD-BMP del inglés gas-density biochemical methane potential) utiliza la pérdida de masa y el volumen de biogás venteado de uno o más intervalos para determinar la densidad del biogás y, con ello, su composición. Una vez calculada la densidad del biogás, la producción de CH_4 se puede calcular con el volumen de biogás venteado o con la pérdida de masa de la botella. Este documento explica detalladamente los cálculos para el método GD-BMP e incluye un ejemplo. El

^{*}Citación recomendada: Hafner, S.D.; Justesen, C.G.; Thorsen, R.; Astals, S.; Holliger, C.; Koch, K.;, Weinrich, S., Calculation of methane production from gas density-based measurements. Standard BMP Methods document 204, version 1.5. Available online: https://www.dbfz.de/en/BMP (accessed on April 19, 2020).

En https://www.dbfz.de/en/projects/bmp/methods encontraréis un documento BibTeX para importarlo al gestor de referencias.

Este documento es una traducción al español del documento original en inglés, en caso de duda el documento en inglés prevalece sobre esta traducción.

[†]Para más información y otros documentos visite https://www.dbfz.de/en/BMP. Para ver el historial de versiones y proponer cambios visite https://github.com/sashahafner/BMP-methods.

desarrollo y validación del método GD-BMP esta explicado en Justesen et al. [2019].

2 Metodología para calcular la producción de metano

La ecuación (1) calcula la densidad del biogás (ρ_b , g/mL) utilizando la pérdida de masa (Δm_b , g) y el volumen de biogás venteado en condiciones estándar (0 °C, 101,325 kPa) (V_b , mL), corregido por la cantidad de vapor de agua en el biogás ($c_{\rm H_2O}$, g/mL).

$$\rho_b = \frac{\Delta m_b}{V_b} - c_{\rm H_2O} \tag{1}$$

El volumen de biogás venteado en condiciones estándar (V_b) es determinado teniendo en cuenta el volumen de biogás venteado (V_{meas}) , la presión de vapor de agua, la temperatura y la presión. Ver ecuación (2).

$$V_b = V_{meas} \cdot \frac{(p_{meas} - p_{\text{H}_2\text{O}})}{101,325 \,\text{kPa}} \cdot \frac{273,15 \,\text{K}}{(T_{meas} + 273,15)}$$
(2)

donde p_{meas} es la presión del biogás cuando se mide el volumen de biogás venteado (aprox. presión atmosférica, kPa), T_{meas} es la temperatura del biogás en °C cuando se mide el volumen de biogás, $p_{\rm H_2O}$ es la presión de vapor (kPa), 273,15 K (0°C) es la temperatura estándar y 101,325 kPa es la presión estándar (kPa). El documento 201, dedicado a la determinación del potencial bioquímico de metano utilizando el método volumétrico, proporciona más información sobre este cálculo [Hafner et al., 2020].

La presión de vapor de agua en el biogás ($p_{\rm H_2O}$, kPa) se calcula, asumiendo que el biogás está saturado, utilizando la ecuación (3) de Alduchov and Eskridge [1996]¹.

$$p_{\rm H_2O} = 0,61094 \cdot e^{\frac{17,625T_{hs}}{243,04+T_{hs}}} \tag{3}$$

donde T_{hs} es la temperatura en el espacio de cabeza de la botella cuando se ventea el biogás (°C).

La concentración de vapor de agua en el biogás venteado $(c_{\rm H_2O})$ se calcula con la ecuación (4) utilizando la masa molecular del agua $(M_{\rm H_2O}=18.02~{\rm g/mol})$, la presión de vapor del agua en T_{hs} $(p_{\rm H_2O},~{\rm kPa})$, la presión del biogás en la botella justo antes de ventear $(p_{hs},~{\rm kPa})$ y el volumen molar del biogás en condiciones estándar (seco, 101,325 kPa, 0°C). El volumen molar del biogás (v_b) en condiciones estándar es aproximadamente 22300 mL/mol [Hafner et al., 2015] y la presión del biogás justo antes de ventear (p_{hs}) se estima en 150 kPa.

$$c_{\rm H_2O} = M_{\rm H_2O} \cdot \frac{p_{\rm H_2O}}{p_{hs} - p_{\rm H_2O}} \cdot \frac{1}{v_b}$$
 (4)

 $^{^{1}}$ Existen otras ecuaciones en la bibliografía, todas ellas proporcionan resultados casi idénticos.

Finalmente, la fracción molar de CH_4 metano $(x_{CH_4},$ adimensional) normalizado para CH_4 y CO_2 $(x_{CH_4} + x_{CO_2} = 1)$ se calcula con la ecuación (5) mediante la diferencia normalizada entra la densidad del CO_2 y el biogás. En la ecuación (5), $\rho_{\operatorname{CH}_4}$ y $\rho_{\operatorname{CO}_2}$ se refiere a la densidad del gas puro en condiciones estándar. Estos parámetros tienen un valor de 0.0007174 y 0.001977 g mL $^{-1}$ para el CH_4 y el CO_2 respectivamente.

$$x_{\text{CH}_4} = \frac{\rho_{\text{CO}_2} - \rho_b}{\rho_{\text{CO}_2} - \rho_{\text{CH}_4}} \tag{5}$$

La ecuación 5 calcula el contenido de $\mathrm{CH_4}$ en el biogás, el cual se puede usar para determinar el potencial de metanización con el método gravimétrico o volumétrico [Hafner et al., 2015]. La ecuación 5 asume que el biogás solo contiene $\mathrm{CH_4}$ y $\mathrm{CO_2}$. El gas utilizado para lavar el espacio de cabeza de las botellas al inicio del ensayo no afecta mucho el resultado, pero los cálculos se pueden corregir para evitar esta fuente de error [Justesen et al., 2019]. Finalmente recordar que la aplicación online gratuita OBA https://biotransformers.shinyapps.io/oba1/ realiza estos cálculos de forma automática.

3 Ejemplo

En el siguiente ejemplo la producción de CH_4 se calcula para una botella de un ensayo de biometanización. Para todo el ensayo, el volumen de biogás producido en condiciones estándar es 779,2 mL, mientras que la pérdida de masa total es 1.070 g.

Para determinar la densidad del biogás (ρ_b) utilizamos la ecuación 1. La concentración de vapor de agua en el biogás se calcula con la ecuación (3). La temperatura del espacio de cabeza (T_{hs}) se estima en 30°C.

$$p_{\rm H_2O} = 0,61094 \cdot e^{\frac{17,625 \cdot 30\,^{\circ}\rm C}{243,04+30\,^{\circ}\rm C}} = 4,237\,\rm kPa$$

A continuación usando la ecuación 4, se calcula la concentración de vapor de agua en el biogás $(m_{\rm H_2O})$.

$$c_{\rm H_2O} = 18,016\,\mathrm{g\ mol^{-1}} \cdot \frac{4,237\,\mathrm{kPa}}{150\,\mathrm{kPa} - 4,237\,\mathrm{kPa}} \cdot \frac{1\,\mathrm{mol}}{22300\,\mathrm{mL}} = 2,348 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{g\ mL^{-1}}$$

Con $c_{\rm H_2O}$, el volumen de biogás venteado en condiciones estándar (V_b) y la pérdida de masa de la botella (Δm_b) se calcula la densidad del biogás con la ecuación 1.

$$\rho_b = \frac{1.070 \,\mathrm{g}}{779.2 \,\mathrm{mL}} - 2.348 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{g \ mL}^{-1} = 1.349 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{g \ mL}^{-1}$$

Finalemente, la fracción molar de CH_4 en el biogás $(x_{\mathrm{CH}_4}, \text{ adimensional})$ se calcula con la ecuación 5.

$$x_{\rm CH_4} = \frac{1.977 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{g \ mL^{-1}} - 1.349 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{g \ mL^{-1}}}{1.977 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{g \ mL^{-1}} - 7.174 \cdot 10^{-4} \,\mathrm{g \ mL^{-1}}} = 0.498$$

References

- O. A. Alduchov and R. E. Eskridge. Improved Magnus form approximation of saturation vapor pressure. *Journal of Applied Meteorology*, 35(4):601–609, 1996. doi: 10.1175/1520-0450(1996)035\(0601:IMFAOS\)\(0.2003.0.CO; 2.
- S. D. Hafner, C. Rennuit, J. M. Triolo, and B. K. Richards. Validation of a simple gravimetric method for measuring biogas production in laboratory experiments. *Biomass and Bioenergy*, 83:297–301, Dec. 2015. ISSN 0961-9534. doi: 10.1016/j.biombioe.2015.10.003.
- S. D. Hafner, N. Lø jborg, S. Astals, C. Holliger, K. Koch, and S. Weinrich. Calculation of Methane Production from Volumetric Measurements. Standard BMP Methods document 201, version 1.9., 2020. URL https://www.dbfz.de/en/BMP.
- C. G. Justesen, S. Astals, J. R. Mortensen, R. Thorsen, K. Koch, S. Weinrich, J. M. Triolo, and S. D. Hafner. Development and validation of a low-cost gas density method for measuring biochemical methane potential (bmp). Water, 11(12):2431, Dec. 2019. doi: 10.3390/w11122431. URL https://www.mdpi.com/2073-4441/11/12/2431.